



Be Right™



Botella, lavado, Nalgene®, boca angosta, 500 ml, tapa azul/ tallo, 6/env.

Ref. producto: 2928202
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

La tapa rosca de polipropileno de boca angosta y el tallo están contruidos en una sola pieza para asegurar un sello a prueba de filtraciones. La punta se puede recortar para aumentar el flujo. 500 ml (16,8 oz. de capacidad, boca de 28 mm). 4 colores de tapa/tallo para elegir.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|--------|
| Capacidad: | 500 mL |
| Material: | LDPE |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 6 /pk |